

ホルダー対応エリアの歯牙を確実に撮影



# アルエフ製 ポジショニングバイト



## パッケージ内容



[インジケータ 計5個] 白歯標準(右上・左下用、左上・右下用)各1 / 白歯根尖(右上・左下用、左上・右下用)各1 / 前歯上下  
[付属品] 消毒槽 / 防水衛生用ディスコカバー (100枚)

※NAOMI デンタル(L)(S)はサイズが異なります。

## 対応製品一覧



痛みなく、上下歯牙で正確に噛み合わせるにより、ホルダー対応エリアの歯牙が確実に撮影できます。

### 取り付けカンタン！

【前歯部の場合】ホルダー上部にセンサーを引っ掛け、ケーブルに負荷が掛からない様に奥まで挿入します。

【臼歯部の場合】ホルダー横側よりスライドさせ、挿入します。



### 撮影ラクラク！

上下歯牙が咬合ブロックを正確に咬合すれば確実にホルダーに対応したエリアを失敗することなく撮影することができます。

