

コンパクトでシンプル操作の デンタルIP 929 Dental Scanner

コンパクト
設計

(H265×W120×D318mm)

シンプル
操作

IP全サイズ
対応

(0~4c)



929 デンタルスキャナー

929 Dental
Scanner

認証番号: 227AOBZI00001000



フィルム感覚で、簡単にデジタル画像表示

フィルム感覚で撮影したIP（イメージングプレート）を、スキャナーで読み込むだけ。すばやく画像を表示します。操作も簡単です。薄くて小さいIPは、お子様にも少ない負担で撮影ができます。



患者さんを撮影 ▶▶▶ IPをスキャナーにのせて差し込む ▶▶▶ わずか4〜7秒で画像表示



929 デンタルスキャナー

929 Dental Scanner

認証番号: 227A0BZ100001000

■ 929 デンタルスキャナー 仕様

IPサイズ	サイズ	標準画質	高画質
	0 (22×31mm)	343×484 ピクセル	628×885 ピクセル
	1 (24×40mm) ※	375×625 ピクセル	685×1143 ピクセル
	2 (31×41mm)	484×640 ピクセル	886×1171 ピクセル
	3 (27×54mm) ※	421×843 ピクセル	771×1542 ピクセル
	4c (48×54mm) ※	750×843 ピクセル	1370×1542 ピクセル
ピクセルサイズ	高画質: 35μm / 標準: 64μm		
ピクセル幅 (35μm)	14.3 lp / mm		
読取時間	4.1〜7.2秒		
階調	データ取得: 8ビット		
画像消去機能	搭載		
寸法 (H×W×D)	(H) 265×(W) 120×(D) 318mm		
重量	5.5kg		
インターフェース	ハイスピード USB 2.0		
最低動作PCスペック	Intel Core Duo / Core 2 Processor / 最小 80GB Hard Disk, 2GB RAM / Windows 7 以降 (32-bit & 64-bit), CD / DVDドライブ, USB 2.0 ポート (×2) / モニター: 1,280×900ピクセル, DVIインターフェース		
電源	100〜240V / 50〜60Hz, 30W		
薬事認証	FDA 510 (k) / CE (0120) / UL, cUL, FCC / KFDA		
安全規格	ISO13485 / ISO9001 / ISO14971 / 93/42/EEC / EN60601-1		
動作環境	温度: 0.5°C/分 湿度: 15%-95% RH 電磁場: 最大 1260 Micro Tesla		

929 デンタルスキャナー (本体)



標準付属品

- IP (イメージングプレート)
 - サイズ0 (2枚)
 - サイズ2 (4枚)
- 使い捨てカバー (各100枚)
- IPケース (1個)

※IPサイズ1、3、4cはオプション品です。

デザイン・仕様は予告なく変更する場合がございます。



TEL ☎ 0120-911-006

電話受付時間 月〜土曜日 8:30〜19:00/日曜・祝日 11:00〜19:00

株式会社 RF929 (クリニック)

会社概要: 資本金5,000万円 (アールエフの100%子会社)

事業内容: クリニック経営に纏わるコンサルタント業務及び製品の企画販売、書籍・雑誌の出版、映像コンテンツ作成、付帯する一切の事業、ショッピングセンタービルの経営・運営

Jd_161019_F_MI_929IP_clg