

ワタシ達にも


やさしいレントゲン撮影。

×線を浴びる量が
少なくすむんだって。
“デジタルのレントゲン”って
カラダに優しいんだね！
じっとしてられないワタシ達には、
あっという間に
結果がわかるってのも、
嬉しいね♪



デジタルレントゲンは超高感度だから被ばく量が軽減されます。

当院で導入しているデジタルレントゲンセンサーはデジタルならではの超高感度。だから照射時間が短縮され、より低線量でのレントゲン画像取得が可能に。さらに、安全・確実な治療で患者さんへのやさしい診療をサポートします。※使用機種・部位により必要線量は異なります。



フルデジタルのレントゲン
NAOMI DENTAL
SERIES

製造販売元 株式会社アルエフ



当院では、最先端技術を身近な診療に取り入れています