

その他

歯科0325 ←お問い合わせ時に、左記の4桁の番号をお伝えください
TEL ☎0120-911-006 月～土曜日8:30-19:00 日曜・祝日11:00-19:00

診療を止めないCTを研究しています



CT発売以来、サポート要請あれば、すっ飛んで一刻も早い回復に駆けずり回ってきました不調の原因はその日のうちに中央研究所に報告され再現確認から究明を行い…翌日の出荷製品から適用されますそうした積み重ねから“eTPR”が生まれました

eTPR (CPU基盤) とは

致命的な故障に至る以前から、原因箇所にはストレスがかかり…ごく僅かですが発熱や振動など様々な異常が発生していますそれに気付かず使い続けて、限界に達すると…ダウン、破損しますそこで、定期的に自分で健康診断を行い致命的な故障を防ぎ高額の部品を守ることで機器を長持ちさせます

eTPR (PCT特許出願) 故障・予知・修復 electro trouble predict repair 動作別の各ブロックごとの電流 (電圧)・温度・振動などを常に監視し、正常時と比較して異常があればアラームを出し、原因究明を始め修復作業を行います

世界初!! ワイヤレスデンタルセンサー 発売記念

12月^{2019年}末までのCT納品予約でプレゼント!

ワイヤレスデンタルセンサー

S・Mセットで(48万円)



ポジショニングバイト付

故障80%削減!

従来(有線)のデンタルセンサー



ワイヤレスなら



大好評から期限延長しました

7月末までの納品予約なら

ポータブル照射器もドカンとプレゼント!

さらに追加



New

X線室不要CT

世界最小スペース

スバリ価格 **580万円**

月額:5.4万 (10年リース/ローン)
保守月額:1万



6年連続シェア

No.1 CT (上位モデル)

CT+パノラマ複合機

スバリ価格 **650万円**

月額:6万 (10年リース/ローン)
保守月額:1万

他社からの乗り換えも好評受付中!

- ・他社デジバン下取り 650万円 → **430万円** 月額:4万 (10年リース/ローン)
- ・その他X線関係下取り (何でもOK) ... 650万円 → **550万円** 月額:5.1万 (10年リース/ローン)

※価格は全て税別

