

# 純国産 3DCT Lサイズ (大きな撮影エリア) 月々6.9万円 (税別)

【一括価格】680万円(税別) + 10年間の安心保守契約込み ※10年リースの場合

認証番号:229AFBZX00085000 Mサイズ(標準撮影エリア)タイプ 580万円

外形寸法  
高さ:1,465mm 幅:1,030mm  
省スペース 0.5量CT



パソコン無料貸出 CTをお使い頂いている限り(保守加入で)

※デザイン・仕様は変更になる場合があります

180226

←お電話でのお問い合わせ時に、左記番号をお伝えください。  
TEL ☎0120-911-006

産業・耳鼻科・歯科  
CTシェア **No.1**

## 純国産 3DCT

### Lサイズ (大きな撮影エリア)

# 月々6.9万円 (税別)



【一括価格】680万円(税別) + 10年間の安心保守契約込み ※10年リースの場合

Mサイズ(標準撮影エリア)タイプ 580万円

認証番号:229AFBZX00085000

全国の事業所で**純国産**を**ライブ**で**生産**しております  
いつでも見学できます



Jv\_180222\_N\_CM\_360CT

予約受付中!

使いが簡単  
持ち運びも簡単

## 動物カメラ 2万円 (税別)

SDカード対応  
7インチワイドモニター付

超小型 ワイヤレス 耳鼻カメラ

(1.8インチモニター搭載  
皮膚用アタッチメント付)

ワイヤレス



カメラ背面



受信機搭載



郵便はがき

3 8 1 - 8 7 9 0

料金受取人払郵便



〈受取人〉

長野市南長池299-16  
アールエフ

差出有効期間  
平成30年5月  
31日まで

〈切手不要〉

返信



ご記入の上、点線で切り取って投函、またはFAXにてお送りください。

180226

FAX ☎ 0120-989-089

住所 □□□-□□□□

医院名

TEL

FAX

E-mail

3D CT

耳鼻 カメラ・モニターセット

予約希望

資料希望

詳しい話が聞きたい

アールエフの事業所はすべて観光地にあります。  
出張でも旅先でもお子様連れで...いつでもお立ち寄りください。  
ゆっくり休憩室もあります。

TEL ☎ 0120-911-006

電話受付時間 月~土曜日 8:30~19:00  
日曜・祝日 11:00~19:00

※ 繋がらない場合は、右記の番号へお掛けください。アールエフ本社 TEL:026-225-7711

【営業時間】 11:00~19:00

【定休日】 月曜・火曜・祝日の翌日

※ 盛岡・金沢・神戸店は営業日が異なります。

詳しくはお問い合わせください。

※ 定休日対応希望の場合は、事前にご連絡ください。

店舗・事業所・研究所・大型商業ビル・研修施設

アールエフ 店舗 検索

旭川 | 札幌 | 盛岡 | 石巻 | 福島 | 大宮 | 東京 | 横浜 | 長野中央 | 長野東部 | 長野東部 | 長野駅前Cone | 須坂 | 斑尾  
松本 | 諏訪 | 新潟 | 金沢 | 名古屋 | 大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 四国 | 福岡 | 熊本 | 鹿児島 | ミシガン




産業・耳鼻科・歯科 ダントツ  
CTシェア No.1

純国産 3DCT

オフセット撮影

・X線発生器

スライドテーブル  
位置を変えて複数回の撮影が可能です。  
(モニターカメラで確認可能!)



寝かせたままで簡単撮影!



撮影エリア  
(Lサイズ φ240×175mm)

回転しながら  
360° 3D  
立体撮影

外形寸法: W1,030×D1,000~1,485×H1,465mm


省スペース 0.5畳CT

限られた院内空間を有効活用できる  
省スペース設計。

組み立て式なので既存のX線室にも入ります。

X線室が無いクリニックさんには  
鉛カーテンで囲うタイプもあります。

(ご相談ください)



スライドテーブル可動範囲

全国の事業所で純国産をライブで生産しております  
いつでも見学できます

