


純国産 3D立体診断スライドCT 480万円 (税別)

(月々4.4万円) ※10年リースの場合
新M2サイズ φ154mm×H94mm

認証番号: 229AFBZX00085000



(のり緒)


180925

←お電話でのお問い合わせ時に、左記番号をお伝えください。
TEL ☎0120-911-006 月~土曜日8:30-19:00 日曜・祝日11:00-19:00

純国産 3D立体診断スライドCT

480万円 (税別)

(月々4.4万円) ※10年リースの場合
新M2サイズ φ154mm×H94mm



(のり緒)

アールエフの店舗は基本“ほったらかし” まつわり、とり囲むなどの売り込みは一切ありません


コールボタンが随所にあります

お呼び頂ければ

工場で生産しているスタッフが喜んですっ飛び伺います

冷やかしかでも、ご家族で店舗カフェで休んで

すっとお帰り下さっても全然構いません(本当です)



外形寸法: W1,030×D1,000~1,485×H1,465mm

※デザイン・仕様は変更になる場合があります


CTをお使い頂いている限り(保守加入で)
パソコン無料貸出

省スペース 畳半分CT

限られた院内空間を有効活用できる省スペース設計。組み立て式なので既存のX線室にも入ります。


X線室が無いクリニックさんには、鉛カーテンで囲うタイプもあります。(ご相談ください)

(上面図)




未来のCTを開発しています

“3D-3D CT” 3レイヤームーブ






① 骨レイヤー



② 軟レイヤー



③ 表面レイヤー



① 骨レイヤー ② 軟レイヤー



① 骨レイヤー ③ 表面レイヤー



② 軟レイヤー ③ 表面レイヤー



① 骨レイヤー ② 軟レイヤー ③ 表面レイヤー