

純国産 3D立体診断スライドCT スバリ価格 **480万円**

認証番号:229AFBZX00085000

Mサイズ 月額:4.4万(10年リース/ローン)
保守月額:1万

Lサイズ(大きい撮影エリア)
スバリ価格 **580万円**
月額:5.4万(10年リース/ローン)



保守加入で
パソコンすべて無料貸出

190325

←お問い合わせ時に、左記の6桁の番号をお伝えください
TEL ☎0120-911-006 月~土曜日8:30-19:00 日曜・祝日11:00-19:00

診療を止めないCTを研究しています




CT発売以来、

サポート要請あれば、すっ飛んで一刻も早い回復に駆けずり回ってきました
不調の原因はその日のうちに中央研究所に報告され
再現確認から究明を行い…翌日の出荷製品から適用されます
そうした積み重ねから“eTPR”が生まれました

eTPR (CPU基盤) とは

致命的な故障に至る以前から、原因箇所にはストレスがかかり…
ごく僅かですが発熱や振動など様々な異常が発生しています
それに気付かず使い続けて、限界に達すると…ダウン、破損します
そこで、定期的に自分で健康診断を行い致命的な故障を防ぎ
高額な部品を守ることで機器を長持ちさせます


eTPR (PCT特許出願) 故障・予知・修復 electro trouble predict repair
動作別の各ブロックごとの電流(電圧)・温度・振動などを常に監視し、正常時と比較して
異常があればアラームを出し、原因究明を始め修復作業を行います




※デザイン・仕様は変更になる場合があります ※価格は全て税別

世界初!! CT&レントゲン撮影お助けマシン

安心・やさしいエア-保定装置登場 特許申請中



エア-タンク・静音ポンプ



危険な麻酔は必要ありません
エア-マッサージと同じ仕組みでやさしく保定
心音センサーで心拍などを分析して
動物の心理状態を読み取り、最適なエア-圧を保ちます
リラックス効果のある音楽を選んで流すこともできます
(エア-保定装置はCT付属品 別売3万円)

料金受取人払郵便



差出有効期間
平成31年5月
31日まで

〈切手不要〉

返信

190325

〈受取人〉

長野市南長池299-16
アールエフ

FAX ☎ 0120-989-089

ご記入の上、点線で切り取って投函、またはFAXにてお送りください。

住所 -

医院名

TEL

FAX

E-mail

<input checked="" type="checkbox"/> 来場希望 (土日祝日もOPENしています)	お近くの事業所は アールエフ 事業所 <input type="button" value="検索"/>
事業所・店 月 日 時頃	
<input checked="" type="checkbox"/> 予約希望 <input type="checkbox"/> CT <input type="checkbox"/> フレキカメラ <input type="checkbox"/> 多目的カメラ <input type="checkbox"/> ワイヤレスデンタルセンサー <input type="checkbox"/> エアー保定装置	
<input checked="" type="checkbox"/> エアー保定について知りたい	<input checked="" type="checkbox"/> NAOMIレントゲンセンサー希望 <input type="checkbox"/> 資料希望

TEL ☎ 0120-911-006

電話受付 月～土曜日 8:30～19:00
日曜・祝日 11:00～19:00

※繋がらない場合は、長野東部事業所へ TEL:026-225-7711

Jv_190322_PN_CM_etPR

【営業時間】11:00～19:00 【定休日】月曜・火曜・祝日の翌日

アールエフ29事業所・店舗はすべてが観光地!
旅先でも、お子様連れでも、お立ち寄り大歓迎!

旭川 | 札幌 | 盛岡 | 石巻 | 東北 | 大宮 | 東京 | 横浜 | 長野中央 | 長野東部 | 長野駅前Cone | 須坂 | 斑尾
松本 | 諏訪 | 新潟 | 金沢 | 浜松 | 名古屋 | 神戸 | 岡山 | 三次 | 四国 | 福岡 | 熊本 | 鹿児島



郵便はがき

3 8 1 - 8 7 9 0

新製品 ※予約受付中

*デザイン・仕様は変更になる場合があります *価格は全て税別

先端フレキカメラ スバリ価格2万円



5月 発売予定

超小型 多目的カメラ スバリ価格2万円



5月 発売予定

世界初!!

ワイヤレス デンタルセンサー
故障80%削減! S・Mセットで(48万円)



5月 発売予定

ポジショニングバイト付

従来(有線)の
デンタルセンサー

ワイヤレスなら




純国産 NAOMIレントゲンセンサー

(ビューア/管理ソフト/エアー保定装置付属)



スバリ
価格 98万円
月額:1.4万(7年リース/ローン)



保守加入で パソコンセット無料貸出

アールエフの店舗は基本 “ほったらかし”

まつわり付く、とり囲むなどの売り込みは一切しません

コールボタンが随所にあります。お呼びいただければ工場で生産している
スタッフが喜んですつ飛び伺います。冷やかしても、ご家族で店舗カフェで休んで
すつとお帰りがださっても全然構いません(本当です)