



ありそうでなかった、誰でもかんたんに使える

根管カメラ

**ズバリ
価格**

(税別)
2万円

※単品価格



専用受信機で、
お持ちのパソコン・TVなどで見れます
(ワイヤレスでカメラからの映像を受信します)

ワイヤレス

64枚
静止画保存

新LED
採用

ミラー
反転

136万
画素

くもり
除去レンズ

バッテリー
残量表示

■ 指一本で簡単操作



■ セルフ交換バッテリー



■ 仕様

機能	高輝度白色LED4灯搭載
焦点距離	7~11mm
送信方式	マイクロ波トランスミッター
処理方式	フルデジタル処理
充電	スタンド充電
外形寸法	φ25mm x 255mm
重量	64.5g
付属品	バッテリーパック/充電スタンド/ディスプレイカバー (100回分) / レンズ抗菌保護シート (5回分)