



# ポータブル照射器



# 20.9万円

(税別19万円)



## ■ 部位選択で簡単操作



## ■ 仕様

X 線	管電圧: 60kv (固定) 管電流: 2mA (固定)
X 線 管	陽極タイプ: 固定
	ターゲット角度: 20 度
	焦点寸法: 0.8mm
	熱容量: 8.5khu
照 射 時 間	0.01~1.6 秒 (0.01 秒ステップ)
総 ろ 過	1.6mm Al 以上
重 量	2.0kg
寸 法	W180×D145×H138 mm
付 属 品	充電器
認 証 番 号	224AIBZX00057000