

# EVALUATION

全国各地から寄せられるユーザー様からの貴重な声の数々。  
アールエフ's Voiceでは、毎回その中から評価レポートを取り上げ、  
内容分析してご紹介しています。

## 活用方法を考えるのも楽しみ

### スタッフも率先して使っています

#### アインシュタインについて

以前は他社の口腔内カメラシステムを約8年使っていました。プラウン管式のディスプレイが古くなってしまったのでコペルニクスとともに購入しました。

アールエフ製の口腔内カメラは2代目で初期の物から使っています。今回購入したアインシュタインは以前のものより画像が鮮明で色のバランスが良くなっており、小さい本体には画像を保存する機能も増えており、びっくりしました。(アールエフさんの開発力に脱帽です。)

以前の他社システムに比べると配線、設置のわずらわしさがありません。携帯性、操作性が良く気軽に使えるので、指示をしなくてもスタッフが自ら率先して使ってくれています。今ではアインシュタインの使用がほとんどです。




#### コペルニクスについて

重宝しているのは、受信機内蔵である点とCFカードによる画像保存です。保存した画像は4枚まで並べて表示できるので、術前・術後の比較もリアルタイムで行え、患者さんの口腔内への関心を高めるのに役立っています。

CFカードに保存した沢山の画像は、パソコンで取り出して患者さんごに整理、保存、加工できるのでいろいろ活用できると思います。またカメラを使わない時にはモニターに環境DVDを流しています。院内の雰囲気作りにも役立っています。

他にもデジタル写真の拡大投影、カメラ付なので患者さんの顔写真が撮影でき、まだまだすべての機能を使いこなしていませんが、これからどう活用していくか考えるのが楽しみです。

この機能でこの価格はなかなか良いと思います。オプション(無線であらゆるメディアを流せる)も充実しており、システムアップができ、またバージョンアップした時、\*下記購入でき、旧製品と混在使用できるのも嬉しい点です。



#### 取り付けアーム

素人の私にも一日あれば4台すべて取り付けられました。ゴチャゴチャ感なく配線もすっきりできました。

藤澤歯科医院様  
(香川県坂出市)

#### 患者さんの教育に

「百聞は一見にしかず」の諺どおり、いくら口で説明したり本を見せても言った事の数がパーセントしか理解していかないと思います。

しかし、患者自身の口腔内を映しながら説明するとほとんどの人が理解してくれるようです。また反応が良いので説明する側も張り合いが出て嬉しいです。

\*下記購入について、ご相談を承っております。

### コペルニクス簡単設置の秘密

コペルニクスは院内改造等の大掛かりな工事をせず設置ができ、見た目にもこだわって開発時よりデザインしました。だから誰にでも簡単に取り付けができます。また院内環境が異なるそれぞれの医院様に対応できるよう取り付け金具を選べるようにした事もちょっとした工夫の一つです。



デスクトップ標準型



棚やデスクに取り付ける場合にはクリップ式のデスククランプ




チェアサイドボールに取り付ける場合はボールマウントアーム

### 画面はお好みの位置に調節



伸縮自在で角度も自由に変えられるので、状況に応じて見やすい位置に移動調整が可能、収納時もすっきり片付くと好評です。



### まだある、コペルニクスの使える機能



右上部の窓はフィルムビューア。撮影したデンタルX線フィルムをここに載せるだけでコペルニクスに映し出します。シャカステンと違い、映像を拡大して映せるので患者さんへの説明時には重宝します。

更にリモコンのキャプチャーボタンを押してアナログフィルムがデジタルデータに変換されます。CFカードに保存すれば撮影画像と一緒にパソコンでの管理も可能。フィルム整理にも役立ちます。

