

Reasonable & Simple


Dental unit



929 デンタルユニット

RF929 Dental unit

*Reasonable
Simple*



Reasonable & Simple

開業時は必要なものだけ備わっていればいい

いかにコストを抑えて良いものを、私たちはそこを重要視しています。

贅沢さ際立つ選択肢しかなかった時代はもう過去のこと。

高額投資で返済リスクを高めるよりも、

必要な機能をシンプルに兼ね備えた

負担にならない経営の選択肢として。

それが私たちのご提案する、デンタルユニットの考えです。

Color variation

—カラーバリエーション—

明るく、爽やかな5つのカラーバリエーション。



あなたの医院にぴったりなカラーをお選びください。




※日光や反射光の影響で写真の色味が実際の商品と少し異なる場合があります。

Manual operation button

—マニュアル オペレーションボタン—



寸法図



製品仕様

商品名	デンタルユニット	
型式	DC-I000	
医療用具認証番号	224AIBZX00024000	
電源入力	使用電源 AC100V 周波数 50/60Hz 電流 6A	
分類	電撃に対する保護の形式:クラス I 電撃に対する保護の程度:タイプ B	
総重量	260kg	
耐荷重	135kg	
チェア部	上下可動範囲	630mm ~ 930mm (腰掛位置)
	バックレスト可動角度	6° ~ 84°
	ヘッドレスト可動範囲	150mm (角度調整も可)
	操作スイッチ	メインコントロールパネル(ドクターテーブル) アシスタントコントロールパネル(アシスタントテーブル) フットスイッチ
ドクターテーブル部	ポジション設定	ポジション設定メモリ機能 (3パターン) リンシングポジション
	機構	テーブル位置ロック機構(上下のみ)
	インスツルメントホルダー	縦差し込み式
	インスツルメントコネクタ形状	ISO 9168 Type C × 2本 ミッドウエスト4ホール × 1本
	装備	3ウェイシリンジ フィルムビューアー 汚物入れホルダー
アシスタントテーブル部	可動角	90°
	装備	3ウェイシリンジ 排唾管 バキューム
	可動角	70°
スピットボックス	給水	自動(センサー反応式)/手動切り替え可
	その他	温水機能(アシスタントテーブル側3ウェイシリンジ/うがい水のみ) 精製水用ウォーターカップ(ドクターテーブル側インスツルメント/3ウェイシリンジのみ)
	オペレーションライト	照度無段階調整
その他	フットスイッチ	チェア可動/インスツルメント駆動制御/オペレーションライト電源ON/OFF
	ドクターチェア	エアシリンダ式
	安全装置	チェア緊急停止/チェア挟み込み防止装置



TEL ☎ 0120-911-006

電話受付時間 月~土曜日 8:30~19:00/日曜・祝日 11:00~19:00

株式会社 RF929(クリニック)

会社概要: 資本金5,000万円(アールエフの100%子会社)

事業内容: クリニック経営に纏わるコンサルタント業務及び製品の企画販売、書籍・雑誌の出版、映像コンテンツ作成、付帯する一切の事業、ショッピングセンタービルの経営・運営

Jd_180226_R_J1_Dchair_clg