

ワイヤレスでカンタン受信

アールエフ製ワイヤレス口腔内カメラからの画像を受信。
今欲しい画像をテレビやパソコンで瞬時に確認することができます。



TV用ワイヤレス受信機

Morse typeS (モーリス・タイプ・エス)


TVのビデオ端子につなぐだけで大画面表示。



PC用ワイヤレス受信機

USB-Morse typeS (USBモーリス・タイプ・エス)

PCのUSBポートにつなぐだけで、モニター表示。画像管理も簡単。



〈Morse typeS 仕様〉

■受信周波数帯: 1.2GHz ■受信感度: -70dBm
■電源: DC 6V 270mA (付属品) ビデオケーブル x 1 / AC アダプター x 1

〈USB-Morse typeS 仕様〉

■受信周波数帯: 1.2GHz ■受信感度: -70dBm ■重量: 100g ■USB1.1/USB2.0準拠
■対応OS: Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 ■付属品: 専用ソフトウェアCD-ROM

店舗・事業所・研究所 旭川 | 札幌 | 盛岡 | 石巻 | 仙台 | 福島 | 大宮 | 東京 | 横浜 | 長野中央・長野東部・長野駅前Cone | 須坂
大型商業ビル・研修施設 斑尾 | 松本 | 諏訪 | 新潟 | 金沢 | 名古屋 | 大阪 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 松山 | 福岡 | 鹿児島 | ミシガン | NY

アールエフ 本社 長野市中御所岡田町3 TEL ☎0120-911-006 FAX ☎0120-989-089

(電話受付時間) 月～土曜 8:30～19:00 ※フリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へお掛けください。
日曜・祝日 11:00～19:00 TEL:026-225-7711 FAX:026-225-7717

事業内容 ■産業分野:工業用内視鏡・X線CT・デジタルX線非破壊撮影装置等 ■医科分野: X線CT・デジタルレントゲンNAOMI・各種医療カメラ等
■カプセル内視鏡・使い捨て内視鏡等 ■歯科分野: X線CT・パノラマ/セファレントゲン・口腔内カメラ等 ■置き薬事業(株式会社RF929)

世界初バッテリーレスのカプセル内視鏡

Sayaka



世界最小 ※当社調べ

原寸大



アールエフ