

ワイヤレスでカンタン受信

アールエフ製ワイヤレス口腔内カメラからの画像を受信。
今欲しい画像をテレビやパソコンで瞬時に確認することができます。



TV用ワイヤレス受信機

Morse typeS (モーリス・タイプ・エス)

TVのビデオ端子につなぐだけで大画面表示。



PC用ワイヤレス受信機

USB-Morse typeS (USBモーリス・タイプ・エス)

PCのUSBポートにつなぐだけで、モニター表示。画像管理も簡単。



〈Morse typeS仕様〉

■受信周波数帯: 1.2GHz ■受信感度: -70dBm
■電源: DC 6V 270mA (付属品) ビデオケーブル x 1 / AC アダプター x 1

〈USB-Morse typeS仕様〉

■受信周波数帯: 1.2GHz ■受信感度: -70dBm ■重量: 100g ■USB1.1/USB2.0準拠
■対応OS: Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 ■付属品: 専用ソフトウェアCD-ROM

全国28カ所の事業所・店舗 旭川 | 札幌 | 盛岡 | 石巻 | 東北 | 新潟 | 金沢 | 須坂 | 東部 | 長野中央 | 長野駅前Cone | 松本
諏訪 | 群馬 | 大宮 | 東京 | 横浜 | 浜松 | 名古屋 | 神戸 | 岡山 | 三次 | 四国 | 福岡 | 熊本 | 鹿児島
TEL ☎0120-911-006 FAX ☎0120-989-089 (営業時間) 11:00~19:00 (定休日) 月曜・火曜・祝日の翌日
(電話受付) 月~土曜日 8:30~19:00 日曜・祝日 11:00~19:00 ※繋がらない場合は、長野東部事業所へTEL:026-222-7710
事業内容 ■医科分野: X線CT・デジタルレントゲン・NAOMI・各種歯科カメラ等 ■カプセル内視鏡・使い捨て内視鏡等 ■歯科分野: X線CT・パノラマ/
セファロレントゲン・口腔内カメラ等 ■置き薬消耗品事業 ■産業分野: X線CT・工業用内視鏡・デジタルX線非破壊撮影装置等

世界初バッテリーレスのカプセル内視鏡

Sayaka

世界最小 ■当社調べ



原寸大



HPIはこちら

