

NAOMI専用オプション品

Upright Stand & X-ray Table

NAOMI専用立位スタンド




NAOMI装着例



まるで指一本で持ち上げる感覚

左右にある「クイックハンドル」で、抜群の操作性と誤操作防止を実現しました。NAOMI専用で作られているため、手に伝わる重さは限りなく「0」に。まるで指一本で動かすような感覚で、上下動がスムーズに行えます。また、いつまでも美しくお使いいただくためにカバーやキャップ、スカートは簡単に交換することができます。



230B195C160


リーダースタンド用 バランサー軽助^{KEISUKE}



← バランサー軽助

使用中のリーダースタンドにつけるだけ

リーダースタンドにバランサーを取り付けることで、従来のカセット取り付け時と同様の使い勝手のままに、ご利用いただけます。



230B195C160


NAOMI専用臥位テーブル

片手でらくらくNAOMIをスライド

テーブルの下にNAOMIを組み込み、左右にスライドできます。患者さんに負担をかけることなく、頭部から脚部まで簡単に撮影部位の設定ができます。



[タイプ]撮影部X方式可動/受講部密着機構付き
[外形]1800×690×600 (mm)
[重量]約65Kg (NAOMI含まず)
[撮影部X方向移動量]±410 mm
[天板表面-撮影部表面距離]密着時20mm
[X方向固定]手動式メカロック[密着操作]手動レバー押し下げ



230B195C187

NAOMI専用オプション品




For Existing Tables

NAOMI専用アクリル製カバー

専用フローティングテーブル ATTC-N

既存撮影台がスライドテーブルに

既存の撮影台にセットすることでNAOMIが左右にスライドするので、患者さんを動かさずに、撮りたい部位を簡単に撮影できます。天板は、開閉式なので、NAOMIの立位スタンドへの移動も簡単です。





※既存テーブルのサイズに合わせて、特注も可能です。(価格は別途お見積りとなります。)

NAOMI専用プロテクトカバー

専用プロテクトカバー PTTC-B

既存撮影台に置くだけ簡単設置

既存の撮影台に置き、NAOMIをセットするだけで設置完了。柔らかい素材を採用、患者さんの負担を軽減します。



◀お問合せはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月～土) 10:00～19:00 / (日・祝) 11:00～19:00

Jm_250730_R_MT_NaoOP1_OP2