



# ポータブル照射器



20.9万円

(税別19万円)



## ■ 部位選択で簡単操作



## ■ 仕様

X 線	管電圧：60kv (固定) 管電流：2mA (固定)
X 線 管	陽極タイプ：固定
	ターゲット角度：20 度
	焦点寸法：0.8mm 熱容量：8.5khu
照 射 時 間	0.01~1.6 秒 (0.01 秒ステップ)
総 ろ 過	1.6mm Al 以上
重 量	2.0kg
寸 法	W180×D145×H138 mm
付 属 品	充電器