

松本事業所 忍者パソコン工場

空気の美味しい信州松本の澄んだ環境で真面目に丁寧に作っています。
Made in MATSUMOTO, Japan



忍者パソコン無料貸出しています

高度医療機器向けに開発された専用パソコンです
CT導入先の医療機関に限定させていただきます



	赤忍者PC	青忍者PC
OS	アールエフ専用画面 (Windows ベース)	
CPU	Intel	Intel
グラフィックス (GPU)	専用グラフィック	CPU 内蔵グラフィック
ストレージ	SSD : 120GB	SSD : 120GB
	HDD : 1TB	HDD : 1T (サーバー使用時)
メモリ	8GB	4GB
USB	USB2.0 USB3.0	
OS	ギガビット対応有線 LAN ポート	ギガビット対応有線 LAN ポート
サイズ	W225 × H294 × D259mm	W65 × H200 × D200mm
重量	約 5.0kg	約 1.1kg

※製品の仕様／機能は、予告なしに変更する場合があります。