



口腔内カメラ20K



2.2万円 ※単品価格
(税別2万円)



専用受信機で、
お持ちのパソコン・TVなどでみれます
(ワイヤレスでカメラからの映像を受信します)

■ 指一本で簡単操作



■ セルフ交換バッテリー



口腔内カメラ20K 撮影の流れ

- ・パソコンで撮影する場合
- ・テレビで撮影する場合



動画も見られます



患者さん説明用の無料リーフレットもございます

■ 仕様

機能	高輝度白色LED4灯搭載/ワイヤレス/64枚静止画像保存/136万画素
送信方式	マイクロ波トランスミッター
処理方式	フルデジタル処理
充電	スタンド充電
外形寸法	φ25mm × 255mm
重量	64.5g
付属品	バッテリーパック/充電スタンド/ディスプレイカバー(100回分)/レンズ抗菌保護シート(5回分)

※専用受信機(PC/TV用)は別売となります 各1.1万円(税込)

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります