

NAOMI-CT (CT・パノラマ複合機)


デカイLサイズ



649 (税込) 万円



CCDパノラマ



CT【大きな撮影サイズ Lパネル】



安心の国内製造

※仕様・外観は予告なく変更になる場合があります

■後付け拡張可能 必要な時に、デンタル・セファロ等の機能を追加、拡張できます


Lサイズ限定機能

CT画像から 簡単セファロ画像生成



セファロ
設置スペース
不要

気道抽出 (Sieraビューアーの場合)



嚥下障害や
無呼吸症候群の
診断に

NAOMI-CT 実機紹介・撮影の様子

- ・簡単操作でポジショニング
- ・撮影後1分ほどで画像表示
- ・誰でも簡単
見るままに操作できます



選べる2種のビューアーソフト

シンプル機能
かんたん操作

NAOMI-CT
RFviewer

豊富な機能
直感的な操作性

Siera
専用CTビューアー
Siera


別途料金: 33万円(税込)

動画は
こちら



保守 (遠隔サポート24) 加入でパソコンセット無料貸出

安心10年保証/月額1.1万円(税込) ※最長15年まで更新可



■電源: AC 100V 50/60Hz (2.0kVA)

■撮影モード

- ・広範囲モード: F.O.V φ245mm×H125~175mm
画素サイズ 0.31mm
- ・標準モード: F.O.V φ144mm×H147~175mm
画素サイズ 0.20mm
- ・部分モード: F.O.V φ70mm×H44~45mm
画素サイズ 0.11mm

■撮影条件: 管電圧 60~90 kV

管電流 2~10 mA
撮影時間 16 秒

■パノラマ

- ・撮影方法: 標準パノラマ 顎関節4分割撮影
- ・撮影画像サイズ: 300mm×146mm (像拡大率 1.2~1.3倍)

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります



◀お問合せはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月~土) 10:00~19:00 / (日・祝) 11:00~19:00

Jd_260205_MI_ctL_clg_A4