

NAOMI-CT (CT・パノラマ複合機)

Mサイズ





450万円

(税込495万円)



CCDパノラマ



CT【撮影サイズ Mパネル】



安心の国内製造

※仕様・外観は予告なく変更になる場合があります

■ 後付け拡張可能 必要に応じてデンタル・セファロ等各種機能を追加、拡張可能

NAOMI CT 実機紹介・撮影の様子

- ・簡単操作でポジショニング
- ・撮影後1分ほどで画像表示
- ・誰でも簡単 見るままに操作できます




簡単な操作でポジショニング

動画も
見られます




選べる2種のビューアソフト

シンプル機能 かんたん操作

 専用CTビューア RFviewer


豊富な機能 直感的な操作性

 専用CTビューア Siera

別途料金：33万円(税込)



保守(遠隔サポート24)加入でパソコンセット無料貸出

安心10年保証/月額1.1万円(税込) ※最長15年まで更新可



重量：177kg

特注カット可能
レイアウトご相談ください



■ 電源：AC 100V 50/60Hz (2.0kVA)

■ 撮影モード

・広範囲モード： F.O.V ϕ 148mm×H67~80mm
画素サイズ 0.20mm

・標準モード： F.O.V ϕ 80mm×H74~80mm
画素サイズ 0.14mm

・部分モード： F.O.V ϕ 55mm×H38~40mm
画素サイズ 0.072mm

■ 撮影条件：管電圧 60~90 kV

管電流 2~10 mA

撮影時間 16 秒

■ パノラマ

・撮影方法：標準パノラマ
顎関節4分割撮影

・撮影画像サイズ：300mm×146mm
(像拡大率 1.2~1.3倍)

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります



◀お問合せはこちら

アルエフ TEL 0120-911-006 (月~土) 10:00~19:00 / (日・祝) 11:00~19:00

Jd_260420_MI_ctM_clg_A4