

NAOMI-CTシリーズ X線室不要 BOXタイプ



110万円

(税別100万円)




■ X線室のいらないCT どこでも自由に設置できます

側壁の鉛がX線を遮断するので、X線室がいりません。
場所を選ばずに設置が可能。院内スペースが有効活用できます。

NAOMI-CTシリーズ X線室不要BOXタイプ

幅 1,280mm × 奥行 1,740mm × 高さ 1,985mm



重 量	Mサイズ：480kg／Lサイズ：488kg
寸 法	W1,280×D1,740×H1,985mm

