

# NAOMI-CTシリーズ デンタル拡張タイプ

**ズバリ  
価格**

**31.9万円** (税別29万円)



## ■ 自在に動くアーム 往診にも使える照射器

自在に動くアームで撮影部位に位置づけでき、CTやパノラマ撮影後も患者さんの移動なくデンタル撮影できます。ポータブル照射器は取り外して往診にも使えます。



デンタル撮影




ポータブル照射器

## NAOMI-CTシリーズ デンタル拡張タイプ

幅 1,184mm  
奥行 1,160mm  
高さ 1,970mm

※ポータブル照射器の取り付け位置は左右どちらでも可



X 線	管電圧: 60kv (固定)
	管電流: 2mA (固定)
X 線 管	陽極タイプ: 固定
	ターゲット角度: 20°
	焦点寸法: 0.8mm
	熱容量: 8.5Khu
照射時間	0.01~1.6秒 (0.01ステップ)
総ろ過	1.6mm Al 以上
重 量	2.0kg
寸 法	W180mm×D145×H138mm (デンタル照射器部分)

