



デンタルスキャナー



59万円 (税別)

月額: 7,700円 (7年リース/ローン)
(低利・楽々手続きをご紹介します)



■ フィルム感覚で、簡単にデジタル画像表示

フィルム感覚で撮影したIP (イメージングプレート) を、スキャナーで読み込むだけ。すばやく画像を表示します。操作も簡単です。薄くて小さい IP は、お子様にも少ない負担で撮影ができます。



■ 仕様

IPサイズ ※1・3・4Cはオプション品	サイズ 0 (22×31mm) 1 (24×40mm) ※ 2 (31×41mm) 3 (27×54mm) ※ 4c (48×54mm) ※	標準画質 343×484 px 375×625 px 484×640 px 421×843 px 750×843 px	高画質 628×885 px 685×1143 px 886×1171 px 771×1542 px 1370×1542 px
ピクセルサイズ	標準: 64μm / 高画質: 35μm		
ピクセル幅 (35μm)	14.3 lp/mm		
階調	データ取得: 8bit		
保存形式	DICOM / JPG		
重量	5.5kg		
寸法	W120×D318×H265mm		
インターフェース	ハイスピード USB 2.0		
対応OS	Windows7/8/8.1/10 ※Windows10シリーズの一部で、正常に動作しないケースがあります。 ※MacOSには対応していません		
電源	AC100V 50/60Hz		
付属品	IP サイズ0×2枚・サイズ2×4枚 / 使い捨てカバー (各100枚) / IPケース (1個)		
認証番号	227A0BZI00001000		