

デンタルスキャナー




64.9万円 (税込)



■ フィルム感覚で、簡単にデジタル画像表示

フィルム感覚で撮影したIP (イメージングプレート) を、スキャナーで読み込むだけ。すばやく画像を表示します。操作も簡単です。薄くて小さい IP は、お子様にも少ない負担で撮影ができます。



■ 仕様

IPサイズ ※1・3・4Cはオプション品	サイズ	標準画質	高画質
	0 (22×31mm) 1 (24×40mm) ※ 2 (31×41mm) 3 (27×54mm) ※ 4c (48×54mm) ※	343×484 px 375×625 px 484×640 px 421×843 px 750×843 px	628×885 px 685×1143 px 886×1171 px 771×1542 px 1370×1542 px
ピクセルサイズ	標準：64μm／高画質：35μm		
ピクセル幅 (35μm)	14.3 lp/mm		
階調	データ取得：8bit		
保存形式	DICOM／JPG		
重量	5.5kg		
寸法	W120×D318×H265mm		
インターフェイス	ハイスピード USB 2.0		
対応OS	Windows7／8／8.1／10 ※Windows10シリーズの一部で、正常に動作しないケースがあります。 ※MacOSには対応していません		
使用電源	AC100V 50／60Hz		
付属品	IP サイズ0×2枚・サイズ2×4枚 / 使い捨てカバー (各100枚) / IPケース (1個)		
認証番号	227A0BZI00001000		

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。



◀お問合せはこちら

アルエフ TEL 0120-911-006 (月～土) 10:00～19:00 / (日・祝) 11:00～19:00

Jd_250415_R_MT_dentalscanner_clg