





# 根管カメラ



**2.2万円** ※単品価格  
(税別2万円)



専用受信機で、  
お持ちのパソコン・TVなどでみれます  
(ワイヤレスでカメラからの映像を受信します)

## ■ 指一本で簡単操作



## ■ セルフ交換バッテリー



## ■ 仕様

機能	高輝度白色LED4灯搭載/ワイヤレス/64枚静止画像保存/136万画素
焦点距離	7~11mm
送信方式	マイクロ波トランスミッター
処理方式	フルデジタル処理
充電	スタンド充電
外形寸法	φ25mm x 255mm
重量	64.5g
付属品	バッテリーバック/充電スタンド/ディスプレイカバー (100回分) / レンズ抗菌保護シート (5回分)

※専用受信機 (PC / TV用) は別売となります 各1.1万円 (税込)

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります