



# NAOMIパノラマセンサー



**ズバリ  
価格** **98万円** (税別)

月額: 1.3万円 (7年リース/ローン)  
(低利・楽々手続きご紹介します)



## ■ お使いの照射器に簡単設置

大がかりな工事はありません。(カセット・ドラム対応)



## ■ 撮影完了から表示まで約2秒

## ■ 保守加入でパソコンセット無料貸出

## ■ 仕様

撮影方式	CsIシンチレーター (FOP搭載)
センサー構造	TDI-CCDセンサー
有効読取面積	146×300mm
ピクセルサイズ	96×96μm (48×48μm)
総画素数	1536×3125pixel
階調	12bit
保存形式	DICOM/JPEG
インターフェイス	USB2.0
使用電源	AC100V 50/60Hz
対応OS	Windows7/8/8.1/10 ※Windows10シリーズの一部で、正常に動作しないケースがあります。 ※MacOSには対応していません
認証番号	224AIBZX00025000 (カセット式) / 224AIBZX00026000 (ドラム式)

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。