

# NAOMIパノラマセンサー



## 98万円



(税込107.8万円)



撮影/データ管理専用PC  
(別売)

### ■ お使いの照射器に簡単設置

大がかりな工事はありません(カセット・ドラム対応)



### ■ 撮影完了から表示まで約2秒

### ■ 保守(遠隔サポート24) 加入でパソコンセット無料貸出

### ■ 仕様

撮影方式	CsIシンチレーター (FOP搭載)
センサー構造	TDI-CCDセンサー
有効読取面積	146×300mm
ピクセルサイズ	96×96 $\mu$ m (48×48 $\mu$ m)
総画素数	1536×3125pixel
階調	12bit
保存形式	DICOM / JPEG
インターフェイス	USB2.0
使用電源	AC100V 50 / 60Hz
対応OS	Windows7 / 8 / 8.1 / 10 ※Windows10シリーズの一部で、正常に動作しないケースがあります。 ※MacOSには対応していません
認証番号	224AIBZX00025000 (カセット式) / 224AIBZX00026000 (ドラム式)

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。



◀ お問い合わせはこちら

**アールエフ** TEL 0120-911-006 (月~土) 10:00~19:00 / (日・祝) 11:00~19:00

Jd\_260422\_R\_MI\_panosensor\_clg