

# ポータブル照射器



30.8万円 (税込)



## ■ 部位選択で簡単操作



## ■ 仕様

X線	管電圧：60kv（固定） 管電流：2mA（固定）
X線管	陽極タイプ：固定 ターゲット角度：20度 焦点寸法：0.8mm 熱容量：8.5khu
照射時間	0.01～1.6秒（0.01秒ステップ）
総ろ過	1.6mm Al 以上
重量	2.0kg
寸法	W180×D145×H138 mm
付属品	充電器
認証番号	224AIBZX00057000

