

ポータブル照射器

(後方散乱エックス線シールドタイプ)



35.75万円 (税込)



■ 部位選択で簡単操作



■ 仕様

X線	管電圧：60kv (固定) / 管電流：2mA (固定)
X線管	陽極タイプ：固定 / ターゲット角度：20度 / 焦点寸法：0.8mm / 熱容量：8.5khu
照射時間	0.01～1.6秒 (0.01秒ステップ)
総ろ過	1.6mm Al 以上
重量	2.8kg
寸法	W180×D235×H138 mm
付属品	充電器
認証番号	224AIBZX00057000



◀お問合せはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月～土) 10:00～19:00 / (日・祝) 11:00～19:00

Jd_250326_R_ML_portable_clg