

ポータブル照射器

(後方散乱エックス線シールドタイプ)



35.75万円 (税込)



■ 部位選択で簡単操作



■ 仕様

X 線	管電圧：60kv (固定) / 管電流：2mA (固定)
X 線 管	陽極タイプ：固定 / ターゲット角度：20度 / 焦点寸法：0.8mm / 熱容量：8.5khu
照 射 時 間	0.01～1.6 秒 (0.01 秒ステップ)
総 ろ 過	1.6mm Al 以上
重 量	2.8kg
寸 法	W180×D235×H138 mm
付 属 品	充電器
認 証 番 号	224AIBZX00057000



◀お問合せはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月～土) 10:00～19:00 / (日・祝) 11:00～19:00

Jd_250415_R_MT_portable_clg