

ポータブル照射器

(後方散乱エックス線シールドタイプ)



35.75万円 (税込)



■ 部位選択で簡単操作



■ 仕様

型番	NAOMI デンタル
X線	管電圧：60kv(固定) / 管電流：2mA(固定)
X線管	陽極タイプ：固定 / ターゲット角度：20度 / 焦点寸法：0.8mm / 熱容量：8.5khu
後方散乱エックス線シールド	鉛換算 0.25 mm 以上
照射時間	0.01～1.6 秒 (0.01秒ステップ)
総ろ過	1.6mm Al 以上
重量	2.8kg
寸法	W180 × D235 × H138 mm
付属品	充電器
認証番号	224AIBZX00057000



◀お問合せはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月～土) 10:00～19:00 / (日・祝) 11:00～19:00

Jd_260126_R_MI_portable_clg