

ポータブル照射器

(後方散乱エックス線シールドタイプ)



32.5万円

(税込35.75万円)



■ 部位選択で簡単操作



■ 仕様

| | |
|---------------|--|
| 型番 | NAOMI デンタル |
| X線 | 管電圧：60kv(固定) / 管電流：2mA(固定) |
| X線管 | 陽極タイプ：固定 / ターゲット角度：20度 / 焦点寸法：0.8mm / 熱容量：8.5khu |
| 後方散乱エックス線シールド | 鉛換算 0.25 mm 以上 |
| 照射時間 | 0.01～1.6 秒 (0.01秒ステップ) |
| 総ろ過 | 1.6mm Al 以上 |
| 重量 | 2.8kg |
| 寸法 | W180 × D235 × H138 mm |
| 付属品 | 充電器 |
| 認証番号 | 224AIBZX00057000 |



◀お問合せはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月～土) 10:00～19:00 / (日・祝) 11:00～19:00

Jd_260423_R_MI_portable_clg