

軽量世界No.1

Wi-Fiワイヤレス 口腔内カメラ



1.9万円

(税込2.09万円)



※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります

Wi-Fi通信により画質向上!
軽量で撮影もらくらく



指一本で簡単撮影



セルフ交換バッテリー

- 仕様 Wi-Fi通信
φ25mm × 255mm 64.5g
- 付属品 バッテリーパック/充電スタンド
ディスプレイカバー (100回分)

※当社ソフト専用となります



超小型受信機
(別売)



撮影用PC
(別売)



専用の超小型受信機をUSBで繋ぎパソコンで見れます
(カメラ映像をワイヤレス受信)

※専用受信機は別売 3,300円(税込)



◀お問い合わせはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月~土) 10:00~19:00 / (日・祝) 11:00~19:00

Jd_260423_MI_WifiCamera_clg