


naomi-CT (耳鼻・眼科用)

デカイ Lサイズ



869 (税込) 万円



CT【大きな撮影サイズ Lパネル】



どこにでも置ける
X線室不要タイプ

国内数カ所の事業所で製造



専用CTビューアー
RFviewer




シンプル機能で
簡単操作





RFviewerの主な機能

- ・距離・角度 計測
- ・DICOMデータ出力
- ・CTデータ書き込み
(他医院でも閲覧可能なビューアー機能付き)
…など

保守 (遠隔サポート24) 加入でパソコンセット無料貸出



重量:298 kg



■ 電 源 : AC 100V 50/60Hz (2.0 kVA)

■ 撮影条件 : 管電圧 60~90 kV
管電流 2~10 mA
撮影時間 16 秒

■ レントゲン撮影

・撮影画像サイズ:263 mm × 213 mm

■ 撮影モード

・広範囲モード:F.O.V ϕ 245 mm × H125~175mm
画素サイズ 0.31 mm

・標準モード:F.O.V ϕ 144 mm × H147~175mm
画素サイズ 0.20 mm

・部分モード:F.O.V ϕ 70 mm × H44~45mm
画素サイズ 0.11mm

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります



◀お問合せはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月~土) 10:00~19:00 / (日・祝) 11:00~19:00

Je_250513_YH_naomiCT_clg