

naomi-CT (耳鼻・眼科用)

デカイ Lサイズ



790万円

(税込869万円)



CT【大きな撮影サイズ Lパネル】



どこにでも置ける
X線室不要タイプ

国内数カ所の事業所で製造


NAOMI-CT RFviewer 専用CTビューアー
RFviewer

シンプル機能で
簡単操作

RFviewerの主な機能

- 距離・角度 計測
- DICOMデータ出力
- CTデータ書き込み
(他医院でも閲覧可能なビューアー機能付き)
…など

保守 (遠隔サポート24) 加入でパソコンセット無料貸出



■ 電 源 : AC 100V 50/60Hz (2.0 kVA)

■ 撮影条件 : 管電圧 60~90 kV
管電流 2~10 mA
撮影時間 16 秒

■ レントゲン撮影
・撮影画像サイズ: 263mm × 213mm

■ 撮影モード

・広範囲モード: F.O.V ϕ 245mm × H125~175mm
画素サイズ 0.31mm
・標準モード: F.O.V ϕ 144mm × H147~175mm
画素サイズ 0.20mm
・部分モード: F.O.V ϕ 70mm × H44~45mm
画素サイズ 0.11mm

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります



◀お問合せはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月~土) 10:00~19:00 / (日・祝) 11:00~19:00

Je_260423_ML_naomiCT_clg