

全領域 **楽々CT** 高出力タイプ

月払い 9.9万円
(10年リース 税込)

一括価格 990万円(税込)

リース・ローン期間中の転売・仲介します
(ご相談ください)




地震に強い
(アンカーいらず)
諏訪事業所で製造




どこにでも置ける
X線室不要タイプ

ヘリカルCT



全領域 **楽々CT**




重力に素直なCT!

でっかいパネルで1回転
楽々撮影! 3分で表示!
線量1/7 解像度2倍 畳2枚でOK


**ヘリカルCTの維持費(月々)で
楽々導入可能!**

※撮影エリア拡張も可 お問い合わせください



〈胸部〉



〈腹部・腰椎〉



〈肩関節〉



重量: 660 kg

- 電源: AC 100/200V
50/60Hz (2.0 kVA)
- 撮影条件: 管電圧 60~120 kV
管電流 10~25 mA

■ 撮影領域

- ・標準モード: F.O.V $\phi 255$ mm × H274 mm / 画素サイズ 0.35 mm
- ・広範囲モード: F.O.V $\phi 400$ mm × H274 mm / 画素サイズ 0.47 mm

■ 撮影時間: 25 秒 / 360 度

■ 単純撮影機能: 撮影画像サイズ 420 mm × 420 mm

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります