

全領域 **楽々**CT

高出力タイプ



990 (税込) 万円




地震に強い
(アンカーいらず)
諏訪事業所で製造



どこにでも置ける
X線室不要タイプ

全領域 **楽々**CT




頭頸部
肩関節
胸部
腰椎

重力に素直なCT!

でっかいパネルで1回転
楽々撮影! 3分で表示!

線量1/7 解像度2倍
畳2枚でOK

ヘリカルCT




専用鉛部屋不要


**ヘリカルCTの維持費(年間)で
楽々導入可能!**

※撮影エリア拡張也可 お問合せください



〈胸部〉



〈腹部・腰椎〉



〈肩関節〉



重量:660 kg

■電 源: AC 100/200V
50/60Hz (2.0 kVA)

■撮影条件: 管電圧 60~120 kV
管電流 10~25 mA

■撮影領域

・標準モード: F.O.V $\phi 255$ mm $\times$ H274 mm / 画素サイズ 0.35 mm
・広範囲モード: F.O.V $\phi 400$ mm $\times$ H274 mm / 画素サイズ 0.47 mm

■撮影時間: 25 秒 / 360 度

■単純撮影機能: 撮影画像サイズ 420 mm $\times$ 420 mm

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります



◀お問い合わせはこちら

アルエフ TEL 0120-911-006 (月~土) 10:00~19:00 / (日・祝) 11:00~19:00

Jd_250612_YH_zenryoCT_clg