


NAOMIレントゲンセンサー




107.8万円(税込)~

月額: 1.1万円~(10年リース/税込)



撮影/データ管理専用PC
(別売)



半切サイズ相当

■ **わずか1時間弱で、フィルムからセンサーに取り替えるだけ**

どんなに古い照射器でも99%がデジタル化できました(実績より)

■ **簡単2ステップ!**



■ **保守(遠隔サポート24) 加入でパソコンセット無料貸出**

■ **仕様**

※サイズは相当

| | | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| センサーサイズ | 半切 | 四ツ | 六ツ | 17"×17" |
| 撮影方式 | シンチレータ | | | |
| センサー構造 | CCDイメージセンサー (Charge Coupled Device Image Sensor) | | | |
| 画素サイズ (mm) | 0.1×0.1 | | | |
| 画素数 (ピクセル) | 4,320×3,480 | 3,240×2,610 | 2,160×2,610 | 4,320×4,350 |
| 最大画像サイズ (縦×横 mm) | 432×348 | 324×261 | 216×261 | 432×435 |
| 保存方式 | DICOM/JPEG | | | |
| 使用温度範囲 | 15~35℃(湿度 30~70% RH) | | | |
| 外形寸法 (幅×高さ×奥行mm) | 395×552×61 | 307×449×61 | 304×327×61 | 482×551×60 |
| 重量 (kg) | 7.6 | 5.2 | 3.9 | 9.0 |
| インターフェイス | USB2.0 | | | |
| 使用電源 | AC100V~240V、47~63Hz | | | |
| 対応 OS | windows7/8/8.1/10 ※windows10 シリーズの一部で、正常に作動しないケースがあります ※MacOS には対応していません | | | |
| 付属品 | 補正スケール、ACアダプター、電源ケーブル、USBケーブル、専用USBメモリ ※X線発生装置は付属していません | | | |
| 認証番号 | 225AIBZX00062000 | 225AIBZX00063000 | 225AIBZX00064000 | 225AIBZX00061000 |

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります