

# NAOMIレントゲンセンサー




# 107.8万円~

(税込)

月額: 1万円(10年リース/税込)



撮影/データ管理専用PC  
(別売)



六ツサイズ相当

## ■ わずか1時間弱で、フィルムからセンサーに取り替えるだけ

どんなに古い照射器でも99%がデジタル化できました(実績より)

## ■ 簡単2ステップ!



## ■ 保守(遠隔サポート24) 加入でパソコンセット無料貸出

## ■ 仕様

※サイズは相当

| センサーサイズ              | 半切                                                                          | 四ツ               | 六ツ               | 17"×17"          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 撮影方式                 | シンチレータ                                                                      |                  |                  |                  |
| センサー構造               | CCDイメージセンサー (Charge Coupled Device Image Sensor)                            |                  |                  |                  |
| 画素サイズ (mm)           | 0.1×0.1                                                                     |                  |                  |                  |
| 画素数 (ピクセル)           | 4,320×3,480                                                                 | 3,240×2,610      | 2,160×2,610      | 4,320×4,350      |
| 最大画像サイズ<br>(縦×横 mm)  | 432×348                                                                     | 324×261          | 216×261          | 432×435          |
| 保存方式                 | DICOM/JPEG                                                                  |                  |                  |                  |
| 使用温度範囲               | 15~35℃(湿度 30~70% RH)                                                        |                  |                  |                  |
| 外形寸法<br>(幅×高さ×奥行 mm) | 395×551×60                                                                  | 306×449×60       | 306×330×60       | 482×551×60       |
| 重量 (kg)              | 7.6                                                                         | 5.2              | 3.9              | 9.0              |
| インターフェイス             | USB2.0                                                                      |                  |                  |                  |
| 使用電源                 | AC100V~240V、47~63Hz                                                         |                  |                  |                  |
| 対応 OS                | windows7/8/8.1/10<br>※windows10 シリーズの一部で、正常に作動しないケースがあります ※MacOS には対応していません |                  |                  |                  |
| 付属品                  | 補正スケール、ACアダプター、電源ケーブル、USBケーブル、専用USBメモリ<br>※X線発生装置は付属していません                  |                  |                  |                  |
| 認証番号                 | 225AIBZX00062000                                                            | 225AIBZX00063000 | 225AIBZX00064000 | 225AIBZX00061000 |

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります