


スライドCT

デカイLサイズ



748万円 (税込)




(純国産)

どこにでも置ける
X線室不要タイプ



専用CTビューアー
NAOMI-CT RFviewer






シンプル機能で
簡単操作





保守(遠隔サポート24)加入でパソコンセット無料貸出

■ 畳半分でちょこんと置けるCT



電源: AC 100V 50/60Hz (2.0kVA)

■ 撮影領域



■ 搭載可能サイズ: 幅 360 × 奥行 1,000 × 高さ 300 mm

広範囲モード: $\phi 240$ mm × D127 ~ 176 mm (画素サイズ 0.30mm)

標準モード: $\phi 141$ mm × D147 ~ 176 mm (画素サイズ 0.22mm)

部分モード: $\phi 67$ mm × D45 ~ 49 mm (画素サイズ 0.089mm)

■ 撮影時間: 16 秒

■ 撮影条件: 管電圧 60 ~ 90 kV / 管電流 2 ~ 10 mA

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります



お問い合わせはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月~土) 10:00~19:00 / (日・祝) 11:00~19:00

Jv_250516_YH_slideCT_clg_A4