


スライドCT

デカイLサイズ




748万円 (税込)



どこにでも置ける
X線室不要
タイプ
(純国産)



専用CTビューアー
RFviewer




シンプル機能で
簡単操作




保守(遠隔サポート24) 加入でパソコンセット無料貸出

■ 畳半分でちょこんと置けるCT



電源AC100V 50/60Hz (2.0kVA) (一般的なコンセントで使用可能)



■ 搭載可能サイズ 幅360×奥行1,000×高さ300mm

■ 撮影領域

広範囲モード: $\phi 240\text{mm} \times D127 \sim 176\text{mm}$ (画素サイズ0.3mm)

標準モード: $\phi 141\text{mm} \times D147 \sim 176\text{mm}$ (画素サイズ0.22mm)

部分モード: $\phi 67\text{mm} \times D45 \sim 49\text{mm}$ (画素サイズ0.089mm)

撮影部位や大きさに応じて3モードから選択

■ レントゲン撮影 正面撮影: $224\text{mm} \times 182\text{mm}$

側面撮影: $200\text{mm} \times 178\text{mm}$

■ 撮影時間 16秒 (CT) / 0.3秒~ (レントゲン撮影)

■ 撮影条件 管電圧60~90kV / 管電流2~10mA

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります



◀ お問い合わせはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月~土) 10:00~19:00 / (日・祝) 11:00~19:00

Jv_251031_MI_slideCT_clg_A4