


スライドCT

デカイLサイズ



680万円

(税込748万円)





専用CTビューアー
RFviewer

シンプル機能で
簡単操作

保守(遠隔サポート24) 加入でパソコンセット無料貸出

■ 畳半分でちょこんと置けるCT



- 搭載可能サイズ 幅360×奥行1,000×高さ300mm
- 撮影領域
 - 広範囲モード: φ240mm×D127~176mm (画素サイズ0.3mm)
 - 標準モード: φ141mm×D147~176mm (画素サイズ0.22mm)
 - 部分モード: φ67mm×D45~49mm (画素サイズ0.089mm)
 撮影部位や大きさに応じて3モードから選択
- レントゲン撮影 正面撮影: 224mm×182mm
側面撮影: 200mm×178mm
- 撮影時間 16秒 (CT) / 0.3秒~ (レントゲン撮影)
- 撮影条件 管電圧60~90kV / 管電流2~10mA

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります



◀ お問い合わせはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月~土) 10:00~19:00 / (日・祝) 11:00~19:00

Jv_260423_ML_slideCT_clg_A4