

デンタルスキャナー



※「直販ズバリ価格」の略語です

64.9万円 (税込)



■ フィルム感覚で、簡単にデジタル画像表示

フィルム感覚で撮影したIP（イメージングプレート）を、スキャナーで読み込むだけ。すばやく画像を表示します。

■ 仕様

IPサイズ ※1・3・4Cはオプション品	サイズ 0 (22×31mm) 1 (24×40mm) ※ 2 (31×41mm) 3 (27×54mm) ※ 4c (48×54mm) ※	標準画質 343×484 px 375×625 px 484×640 px 421×843 px 750×843 px	高画質 628×885 px 685×1143 px 886×1171 px 771×1542 px 1370×1542 px
ピクセルサイズ	標準：64μm／高画質：35μm		
ピクセル幅（35μm）	14.3 lp/mm		
階調	データ取得：8bit		
保存形式	DICOM/JPG		
重量	5.5kg		
寸法	W120×D318×H265mm		
インターフェイス	ハイスピード USB 2.0		
対応OS	Windows7/8/8.1/10 ※Windows10シリーズの一部で、正常に動作しないケースがあります。 ※MacOSには対応していません		
使用電源	AC100V 50/60Hz		
付属品	IP サイズ0×2枚・サイズ2×4枚 / 使い捨てカバー（各100枚） / IPケース（1個）		

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。