

デンタルスキャナー



64.9万円 (税込)



■ フィルム感覚で、簡単にデジタル画像表示

フィルム感覚で撮影したIP (イメージングプレート) を、スキャナーで読み込むだけ。すばやく画像を表示します。

■ 仕様

IPサイズ ※1・3・4Cはオプション品	サイズ 0 (22×31mm) 1 (24×40mm) ※ 2 (31×41mm) 3 (27×54mm) ※ 4c (48×54mm) ※	標準画質 343×484 px 375×625 px 484×640 px 421×843 px 750×843 px	高画質 628×885 px 685×1143 px 886×1171 px 771×1542 px 1370×1542 px
ピクセルサイズ	標準：64μm / 高画質：35μm		
ピクセル幅 (35μm)	14.3 lp/mm		
階調	データ取得：8bit		
保存形式	DICOM / JPG		
重量	5.5kg		
寸法	W120×D318×H265mm		
インターフェイス	ハイスピード USB 2.0		
対応OS	Windows7 / 8 / 8.1 / 10 ※Windows10シリーズの一部で、正常に動作しないケースがあります。 ※MacOSには対応していません		
使用電源	AC100V 50 / 60Hz		
付属品	IP サイズ0×2枚・サイズ2×4枚 / 使い捨てカバー (各100枚) / IPケース (1個)		

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。



◀ お問い合わせはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月～土) 10:00～19:00 / (日・祝) 11:00～19:00

Jv_250530_ML_dentalscanner_clg