

デンタルスキャナー



59万円

(税込64.9万円)



■ フィルム感覚で、簡単にデジタル画像表示

フィルム感覚で撮影したIP (イメージングプレート) を、スキャナーで読み込むだけ。すばやく画像を表示します。

■ 仕様

| IPサイズ ※1・3・4Cはオプション品 | サイズ | 標準画質 | 高画質 |
|-------------------------|---|--|--|
| | | 0 (22×31mm) 1 (24×40mm) ※ 2 (31×41mm) 3 (27×54mm) ※ 4c (48×54mm) ※ | 343×484 px 375×625 px 484×640 px 421×843 px 750×843 px |
| ピクセルサイズ | 標準：64μm / 高画質：35μm | | |
| ピクセル幅 (35μm) | 14.3 lp/mm | | |
| 階調 | データ取得：8bit | | |
| 保存形式 | DICOM / JPG | | |
| 重量 | 5.5kg | | |
| 寸法 | W120×D318×H265mm | | |
| インターフェイス | ハイスピード USB 2.0 | | |
| 対応OS | Windows7 / 8 / 8.1 / 10 ※Windows10シリーズの一部で、正常に動作しないケースがあります。 ※MacOSには対応していません | | |
| 使用電源 | AC100V 50 / 60Hz | | |
| 付属品 | IP サイズ0×2枚・サイズ2×4枚 / 使い捨てカバー (各100枚) / IPケース (1個) | | |

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。



◀お問合せはこちら

アールエフ TEL 0120-911-006 (月～土) 10:00～19:00 / (日・祝) 11:00～19:00

Jv_260423_ML_dentalscanner_clg