



# コンパクトでシンプル操作 デンタルスキャナー

**ズバリ  
価格** **59万円** (税別)

月額:8,100円(7年リース/ローン)  
(低利・楽々手続きご紹介します)

コンパクト  
設計

シンプル  
操作

IP全サイズ  
対応



標準付属品: IP サイズ0×2枚・サイズ2×4枚 / 使い捨てカバー (各100枚) / IPケース (1個)

## ■ フィルム感覚で、簡単にデジタル画像表示

フィルム感覚で撮影したIP (イメージングプレート) を、スキャナーで読み込むだけ。すばやく画像を表示します。

## ■ 仕様

IPサイズ ※1・3・4Cは オプション品	サイズ 0 (22×31mm) 1 (24×40mm) ※ 2 (31×41mm) 3 (27×54mm) ※ 4c (48×54mm) ※	標準画質 343×484 pxピクセル 375×625 pxピクセル 484×640 pxピクセル 421×843 pxピクセル 750×843 pxピクセル	高画質 628×885 pxピクセル 685×1143 pxピクセル 886×1171 pxピクセル 771×1542 pxピクセル 1370×1542 pxピクセル
ピクセルサイズ	高画質: 35 μm / 標準: 64 μm		
ピクセル幅 (35 μm)	14.3 lp/mm		
階調	データ取得: 8ビット		
画像消去機能	搭載		
重量	5.5kg		
インターフェース	ハイスピード USB 2.0		
最低動作PC スペック	Intel Core Duo/Core 2 Processor / 最小 80GB Hard Disk, 2GB RAM / Windows 7 以降 (32-bit & 64-bit), CD/DVDドライブ, USB 2.0ポート (x2) / モニター: 1,280×900ピクセル, DVIインターフェース		
電源	100~240V / 50~60Hz, 30W		