

デンタルセンサー

Sサイズ

直ズバ
価格

21.78万円

(税込)


Lサイズ

直ズバ
価格

31.9万円

(税込)

※「直販スバリ価格」の略語です



■ 仕様

	Sサイズ	Lサイズ
撮影方式	Cslシンチレーター（FOP搭載）（防水構造・耐誇塵ケース・耐久ケーブル）	
センサー構造	CMOS	
有効読取面積	30×20mm	36×26mm
ピクセルサイズ	19×19μm	
総画素数	1580×1050pixel	1896×1368pixel
階調	12bit	
保存形式	DICOM/JPG	
インターフェイス	USB2.0（電源供給）	
センサー外形寸法	W36.7×D24.3×H11.5mm	W42.8×D30.5×H11.5mm
ケーブル長さ	2m	
重量	50g	55.5g
対応OS	Windows7/8/8.1/10 ※Windows10シリーズの一部で、正常に動作しないケースがあります。※MacOSには対応していません	

※製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。