


画像がおかしい時(ヒストグラム)

■ヒストグラム調整

- ・ヒストグラム下の  ボタンをクリックすると、未調整の画像が表示されます。

オリジナル 画像ファイルに保存されている調整設定の状態に戻ります。



＜元の画像＞




リセット 未調整の画像が表示されます。



自動

選択された画像の明るさ、コントラスト、ガンマ補正を自動的に最適化し表示します。



ここまでの内容をご確認いただき、改善できない場合

[お問い合わせはこちら](#)